

正しく着用されていますか？

車椅子で乗車するときのシートベルト

全国的に、福祉車両で車椅子の利用者を送迎する際、車椅子がきちんと固定されていないか、シートベルトが正しく装着されていないかのために、車椅子利用者が怪我をしたり、死亡するという交通事故が発生しています。



肩ベルトは肩に掛かるようにし、肩ベルトと腰ベルトで体を固定

指定された場所に前後からフックを掛けて車椅子を固定



シートベルトの装着方法



シートベルトは、車椅子のアームレストの下及び車輪のスポークの間を通して装着する。(シートベルトを正しく装着しないと十分な効果を発揮しないばかりでなく、負傷の原因になることもあります。)

車椅子の固定方法やシートベルトの着用方法は、自動車や車椅子の種類により異なる場合がありますので、取扱説明書等で正しい方法を確認してください！

また、車椅子利用者を自動車で送迎する際は、なるべくヘッドレスト等の装備がある送迎専用の車椅子を使用しましょう！